

風しん・麻しんと臨床診断した場合は、直ちに西宮市保健所へご連絡ください。

【平日8:45～17:30】

保健予防課 感染症予防チーム（電話 0798-26-3675）

【時間外・土日祝日】

西宮市役所 衛士室（電話0798-35-3151）

麻しん・風しん PCR 検査の検体について

検体	採取容器	保存
全血(1～2ml 以上)	ヘパリン以外の抗凝固剤(EDTA-2K など)を添加した採血管 ※ヘパリン入り採血管は不可	保健所からの回収まで冷蔵保存
尿(5ml 程度)	スピッツ	
咽頭ぬぐい液	綿棒で口蓋扁桃周辺をぬぐったものをスピッツに入れ乾燥防止のため少量の生食水を加え密封	

★採取容器等は、医療機関にある材料でお願いします。

- 1 検体採取後、再度 西宮市保健所へご連絡ください。
- 2 医療機関において、血清 IgM 抗体検査等の血清抗体価の測定の実施をお願いします。

(参考)

「麻しんに関する特定感染症予防指針」

平成19年12月28日（平成28年2月3日一部改正・平成28年4月1日適用）

厚生労働省

「風しんに関する特定感染症予防指針」

平成26年3月28日（平成29年12月21日一部改正・平成30年1月1日適用）

厚生労働省